




玻片&玻片盒&邮寄夹

- 载玻片：磨砂型和非磨砂型
- 盖玻片：非磨砂型
- 玻片盒：提供25格和100格，泡沫垫和软木垫可供选择
- 邮寄夹：提供20格，纸板材质




封口膜&耐高温组培封口膜

- 封口膜：轻松拉伸，不易断裂，耐低温，减少样品水分流失
- 耐高温组培封口膜：PP+PTFE材质，防水透气，耐受高温高压，耐腐蚀，表面光滑疏水，不沾液体，易清洁




试剂瓶

- 4mL、8mL、15mL、30mL、60mL、125mL、250mL、500mL和1000mL
- 材质：PP、HDPE
- 类型：窄口、广口
- 灭菌和非灭菌两款可供选择



PCR管&PCR板

- PCR单管：0.2mL，透明色
- PCR八连管：0.1mL&0.2mL，透明色&白色，提供平盖、凸盖、独立铰链卡扣盖
- PCR板：0.1mL&0.2mL，透明色&白色，提供全裙边、无裙边、半裙边、半高裙边款
- 无DNase，无RNase



细菌培养皿

- 规格：60mm、90mm、100mm和150mm
- 透气孔便于皿内外气体交换
- 灭菌



接种针/环&细胞刮刮器

- 接种环：1μL和10μL两种规格；接种环另一端可当作接种针使用
- 细胞刮刮器：L型可用于整个培养皿或培养板表面
- 灭菌
- 接种环包装规格：独立包装、10支/袋、20支/袋和25支/袋



方形培养基瓶（血清瓶）

- PET材质，轻质抗摔
- 加厚超透瓶体，易观察瓶体内内容物
- 严格密封性测试，可用于液体包装与运输
- 辐照灭菌，无DNA酶和RNA酶
- 125mL、250mL、500mL、1000mL均可提供



细菌培养锥形瓶

- PC材质，轻质耐摔
- 可提供平底和凹底带挡板款
- 挡板设计可提高供氧量
- 非灭菌
- 可提供125mL、250mL、500mL、1000mL容量



果蝇培养(管/瓶/塞/托盘)

- 果蝇管：细口管&粗口管，材质可选PS、PP、K-Resin、高硼硅玻璃
- 果蝇瓶：6oz方底&8oz圆底，材质可选PP、PE
- 果蝇塞：适配果蝇管和果蝇瓶，材质可选泡沫/聚氨酯、高密度海绵、脱脂棉+纤维、脱脂棉、纤维
- 果蝇托盘：材质可选塑料、铝合金



山东巴罗克生物科技股份有限公司

0531-67802668 Sales@BPchina001.com

www.Biologix.cn www.CryoKing.cn

BIOLGIX®



高端生物医学
实验室和检验器具生产供应商

2026

山东巴罗克生物科技股份有限公司


公司简介

山东巴罗克生物科技股份有限公司是专业从事一次性医疗检验试剂和耗材、生命科学实验耗材和设备，以及生物样本库系统一体化服务等领域研发与生产的高新技术企业，拥有一批生命科学和医学领域的专业管理和技术人才，并始终以“服务人类健康事业”为宗旨，持续创新，不断进取，产品远销欧美亚非等数十个国家和地区，旗下BIOLOGIX、CryoKING和DrosoKING品牌已在国内国际行业领域享有声誉。

公司着力核心产品技术研发和创新，拥有符合GMP标准的十万级无尘净化车间和多个专业研发检测实验室，已通过ISO13485、CE、FDA等产品和质量体系认证，并参照国际标准建立严格的产品质量控制体系，专心做高品质产品，不断增强产品技术含量，丰富产品种类，强化解决方案式系统化服务，逐步实现产品升级，提升企业核心竞争力。

公司始终以优质产品、创新性解决方案和服务，为用户创造最大化价值，通过持续创新推动企业向着国际化、规范化的国际知名企业迈进。巴罗克也将立足自身优势，强化与全球各企业的OEM服务和技术交流合作，携手并进，为人类健康事业做出更大的贡献。

公司证书




● 细胞培养




细胞培养瓶

- 25 cm²、75 cm²、175 cm²和225 cm²，密封盖和滤膜盖
- 辐照灭菌
- 无DNase、无RNase、无人体DNA、无致热源、无细胞毒素




细胞培养皿

- 35mm、60mm、90mm、150mm均可选择
- 辐照灭菌
- 无DNase、无RNase、无人体DNA、无致热源、无细胞毒素




细胞培养板

- 6孔、12孔、24孔、48孔、96孔
- 辐照灭菌
- 无DNase、无RNase、无人体DNA、无致热源、无细胞毒素



冻存管

- 类型：透明无码螺口管和冷冻管、棕色无码螺口管和冷冻管、侧码冻存管和三码合一冻存管
- 容量：0.5mL、1.0mL、1.5mL、2.0mL和5.0mL
- 无DNA酶，无RNA酶
- 灭菌和非灭菌



SBS自动化产品

- SBS外旋：0.4mL、0.75mL、1.0mL、1.4mL、2.0mL、5.0mL
- ID-Color™ 纸冻存盒：1英寸、2英寸、3.75英寸，81格/100格
- SBS内旋：0.3mL、0.5mL、0.75mL、1.0mL
- 灭菌，无DNA酶，无RNA酶



冻存盒

- 纸冻存盒：2英寸、3英寸，16格/36格/81格/100格
- ID-Color™ 纸冻存盒：1英寸、2英寸、3.75英寸，81格/100格
- PC冻存盒：1英寸、2英寸、3.75英寸，25格/81格/100格，扫描型冻存盒底部镂空，可配合2D管实现整盒管理
- PP冻存盒：2英寸，25格/81格/100格



微生物培养基

- 标准配方，科学配比
- 溶解迅速，批次质量稳定
- 无动物组织和杂菌污染，安全性高



微生物培养基原料

- 高度溶解性和稳定性
- 批次质量稳定,安全性高
- 适配多种实验培养基配方



即用型微生物液体培养基

- 免称量、免配制、免灭菌、免清洗
- 高透明度,批次质量稳定

● 常规耗材



微型离心管&微型离心管架

- 微型离心管 管盖独特设计，增强密封性，平盖设计易于书写和标记
- 微型离心管架：5×16（80）分布，适配1.0mL、1.5mL、和2.0mL离心管和螺口盖管
- 多功能微型试管架：双面架A面80孔，可放1.5mL、2.0mL离心管B面60孔，可放0.5mL、0.2mL离心管




离心管&离心管架

- 离心管15mL和50mL锥形底设计，高透明。平盖便于书写或贴标签标记；塞盖能耐高温高压灭菌。可提供灭菌和非灭菌款
- PP离心管架：50孔设计适用于置15mL离心管、25孔设计适用于放50mL离心管
- 纸质离心管架：36格设计适用于放15mL离心管、16格设计适用于放50mL离心管




通用吸头和&滤芯吸头

- 通用吸头：10μL、200μL和1000μL
- 滤芯吸头：10μL、20μL、50μL、100μL、200μL、300μL和1000μL
- 提供普通版和加长版
- 架装（灭菌）和袋装（非灭菌）
- 无DNase，无RNase，无致热源




移液管

- 1mL、2 mL、5 mL、10 mL、25 mL和50 mL容量
- 辐照灭菌
- 无DNase、无RNase、无人体DNA、无致热源、无细胞毒素



细胞培养玻片

- 1孔、2孔、4孔、8孔
- 孔位编码，便于多样本对比
- EO灭菌
- 无DNase、无RNase、无人体DNA、无致热源、无细胞毒素



细胞过滤器

- 提供40μm、70μm、100μm三种筛网孔径
- 网孔平均分布，可提供一致可靠的实验结果
- 辐照灭菌，独立塑封包装，使用安全便利



多道开盖器

- 6道/8道/96道，可协助SBS产品进行高通量操作
- 器件轻量，设计符合人体工学，可单手操作，极大减少样本污染
- 扭矩精准，每次开/关盖可至最佳位置，极大提高工作效率，提高操作精度



冻存管专用扫描仪

- 提供手持和整盒扫描仪
- 快速解码



冰箱&液氮罐&冻存架

- 冰箱：可提供2-8℃、-25℃、-60℃、-86℃等多种类型的冰箱
- 液氮罐：生物样本库系列/实验室系列/便携存储系列/运输储存系列/航空运输系列/液氮补充系列/静态存储系列
- 冻存架：不锈钢材质，四种不同类型可供选择:上取式抽屉/侧取式抽屉/框架式/卧式



针式过滤器&真空过滤器

- 高流速，高通量，过滤速度更快
- 膜材质：PES、CA、MCE、PVDF、PTFE、CN、尼龙材质
- 无菌、无RNase、无DNase、无致热源



非灭菌圆片膜&微生物限度检测膜

- 高流速
- 非灭菌圆片膜：膜孔径、材质和直径多样，满足多种过滤需求
- 微生物限度检测膜：单独包装和连续包装两种包装方式，连续包装可搭配全自动取膜器使用




钟罩液体过滤器&气体过滤器

- 孔径尺寸多样，适用于多种情景
- 钟罩液体过滤器：内毒素水平<0.25EU/mL
- 气体过滤器：可选预灭菌或未灭菌产品，最大限度满足过滤需求



大容量吸头

- 吸头由医疗级聚丙烯材质制成，滤芯由超高分子量聚乙烯制成
- 提供5mL和10mL两种容量，适配标准手动和电子移液器
- 无RNase，无DNase，无致热源
- 提供架装(灭菌)和普通散装(非灭菌)



叠装吸头<S吸头

- 叠装吸头分为通用型吸头和LTS吸头，提供多种容量，低吸附和非低吸附均可以提供
- LTS吸头：架装(灭菌)，适配瑞宁移液器，可提供带滤芯和不带滤芯款，低吸附和非低吸附款
- 无DNase，无RNase，无致热源



自动化工作站吸头

- 自动化工作站吸头，适配主流品牌自动化工作站
- 有/无滤芯，透明/导电，是/否低吸附款
- 架装（灭菌）
- 无DNase，无RNase，无致热源



细胞刮

- 细胞刮采用医疗级聚乙烯材质
- 细胞刮柄长提供18cm和25cm两款选择，刮头可灵活转动
- 辐照灭菌，独立纸塑包装，使用安全方便



细胞铲

- 细胞铲采用医疗级聚乙烯材质
- 辐照灭菌，独立纸塑包装，使用安全方便



三角培养摇瓶

- 多种容量规格可供选择，提供标准密封盖或透气盖
- 透气盖内覆0.22μm PTFE透气膜，阻菌透气，防止微生物污染
- 无菌、无酶、无热原、无析出



细胞培养类试剂

- 0.1 μm 过滤除菌，确保无酶、无热原
- 生产流程严格遵循 cGMP 标准
- 采用灭菌注射级用水配制，水源安全



缓冲液

- 高质量原料，纯度高
- 优化不溶性颗粒检测，实现超低不溶性微粒水平



高等级水

- 高纯度，无菌处理，质量可靠
- 多重过滤，严格灭菌
- 提供多种规格，即开即用



微孔过滤板&微孔过滤柱

- 滤膜孔径精确，可实现高效过滤
- 不同的滤膜孔径和材质可选，适配不同的过滤需求
- 微孔过滤板：可用于高通量样本处理，可配合负压法或离心法使用
- 适合微米以下级别过滤



微孔过滤板负压装置&真空泵

- 微孔过滤板负压装置：负压抽滤替代传统繁琐步骤，流程简化高效
- 微孔过滤板负压装置适用于 96孔微孔过滤板
- 真空泵紧凑精致的设计，便挑且超静音
- 真空泵可与过滤瓶、微孔过滤板、负压真空管路系统、多级过滤器以及固相萃取装置配合使用



蛋白纯化空柱

- 医疗级聚丙烯原料，生物相容性优，非特异性结合少
- 支持离心、重力法、蠕动泵及自动化纯化仪等多种操作模式




吸管&试剂槽

- 吸管：1mL、3mL、3mL加长，独立灭菌装/非灭菌散装
- 试剂槽：提供25mL、50mL、55mL、100mL规格，PS材质(灭菌)，PVC&PP材质(非灭菌)



量杯&试管

- 试管：12*75mm，13*100mm
- 量杯：50mL、100mL、250mL、400mL、800mL、1000mL



深孔板&封板膜

- 深孔板提供0.5mL、1.0mL、1.6mL、2.2mL和10mL
- 孔形状：方孔/圆孔；底部形状：锥形/U形
- 封板膜：适用于普通PCR、RT-PCR、q-PCR、Elisa、常规接种等实验